

ყვე სამკურნალო უნიტის აქსესუარები

Otopront ცხვირისა და დანამატი წიაღების ავტომატური გამორეცხვის სისტემა

ცხვირისა და წიაღების ავტომატური
გამორეცხვა უშუალოდ უნიტიდან



ცხვირისა და დანამატი წიაღების ავტომატური გამორეცხვის სისტემა ცხვირის ღრუსა და დანამატ წიაღებს უშუალოდ Otopront-ის ყვე სამკურნალო უნიტიდან რეცხავს. ერგონომიული სახელური ორი ცხვირის ოლივით ორივე ნესტოსთან თავსდება, ხსნარი კი ავტომატურად და თანაბრად მიეწოდება — პროცედურა პაციენტისთვის კომფორტულია, ექიმს კი მეორე ხელი თავისუფალი რჩება. გამოიყენება, მაგალითად, ქრონიკული რინოსინუსიტის მკურნალობისას და ცხვირისა და წიაღების ოპერაციების შემდგომ მოვლაში.

ძირითადი მახასიათებლები

- ერგონომიული სახელური ორი ანატომიური ფორმის ცხვირის ოლივით ორივე ნესტოსთვის
- გამოსარეცხი ხსნარის (მაგ. ფიზიოლოგიური ხსნარის) ავტომატური, თანაბარი მიწოდება უნიტიდან
- კომფორტული პაციენტისთვის, ეფექტური ექიმისთვის: მართვა ერთი ხელით
- უჟანგავი ფოლადისა და შავი სახელური სამაგრით; დანული მიწოდების შლანგი
- შექმნილია Otopront-ის ყვე სამკურნალო უნიტებში ინტეგრაციისთვის
- კონფიგურაცია და ტექნიკური დეტალები — მოთხოვნით

მოთხოვეთ ფასი

WhatsApp / ტელ.: +995 597 33 77 62

E-mail: david.bakhtadze@futuretechnology.info

შპს „ფიუჩერ ტექნოლოჯი“ · გიორგი ჩუბინაშვილის ქ. 68, ჩუღურეთის რაიონი, თბილისი 0102, საქართველო

otopront.ge · futuretechnology.info



დეტალებისთვის დაასკანერეთ