

ყველა სამკურნალო უნიტის აქსესუარები

Otopront ადაპტერი ყველა სააფთიაქო ბოთლისთვის

მედიკამენტის შესხურება პირდაპირ
ორიგინალი სააფთიაქო ბოთლიდან



სააფთიაქო ბოთლების ადაპტერით მედიკამენტის შესხურება შესაძლებელია პირდაპირ ორიგინალი სააფთიაქო ბოთლიდან, Otopront-ის ყველა სამკურნალო უნიტის სპრეი-სისტემით — ცალკე სპრეი-ბოთლებში გადასხმის გარეშე. სპრეი-თავები სხვადასხვა ზომის სტანდარტულ სააფთიაქო ბოთლებს ერგება და Otopront-ის ერთჯერად სპრეი-კანულებთან ერთად მუშაობს — ჰიგიენური და ზუსტად დოზირებული გამოყენებისთვის.

ძირითადი მახასიათებლები

- ერგება სხვადასხვა ზომის სტანდარტულ სააფთიაქო ბოთლებს
- მედიკამენტის შესხურება პირდაპირ ორიგინალი ბოთლიდან, გადასხმის გარეშე
- უჟანგავი ფოლადის სპრეი-თავები და ბოთლის სამაგრები
- Otopront-ის ერთჯერადი სპრეი-კანულებით (მწვანე — წყლიანი, თეთრი — ზეთოვანი/ბლანტი ხსნარებისთვის)
- Otopront-ის ყველა სამკურნალო უნიტის შეკუმშული ჰაერის სპრეი-სახელურისთვის
- კონფიგურაცია და ტექნიკური დეტალები — მოთხოვნით

მოითხოვეთ ფასი

WhatsApp / ტელ.: +995 597 33 77 62

E-mail: david.bakhtadze@futuretechnology.info

შპს „ფიუჩერ ტექნოლოჯი“ · გიორგი ჩუბინაშვილის ქ. 68, ჩუღურეთის რაიონი, თბილისი 0102, საქართველო

otopront.ge · futuretechnology.info



დეტალებისთვის დაასკანერეთ