

ყველა სამკურნალო უნიტის აქსესუარები

Otopront ნუშურა ჯირკვლების გამორეცხვის მოწყობილობა

ინფიცირებული ნუშურა ჯირკვლების
კონსერვატიული განმეხდა



Otopront-ის ნუშურა ჯირკვლების გამორეცხვის მოწყობილობა (Tonsil Cleaner) ინფიცირებულ ნუშურა ჯირკვლებს კონსერვატიული მკურნალობის ფარგლებში წმენდს და პაციენტს ტკივილისა და ინფექციისგან სწრაფ შვებას აძლევს. წყლის ან ფიზიოლოგიური ხსნარის ნაკადი ნუშურა ჯირკვლებზე არსებულ ინფიცირებულ ნადებს აფხვიერებს, რომელიც შემდეგ ნუშურას ფორმის ასპირაციული წვერით, რეგულირებადი ვაკუუმით შორდება. განმეხდილ ნუშურა ჯირკვლებზე მედიკამენტის დატანაც უფრო მარტივია.

ძირითადი მახასიათებლები

- კონსერვატიული მკურნალობის საშუალება ქრონიკულად ინფიცირებული ნუშურა ჯირკვლებისთვის
- წყლის ან ფიზიოლოგიური ხსნარის (NaCl) ნაკადი ინფიცირებულ ნადებს აფხვიერებს
- ნუშურას ფორმის ასპირაციული წვერი მასალას უნიტის რეგულირებადი ვაკუუმით ამორებს
- უერთდება Otopront-ის ყველა სამკურნალო უნიტის წყლის/NaCl რეზერვუარსა და ასპირაციას
- უზანგავი ფოლადის სახელური; მთლიანი სახელური ავტოკლავირებადია
- აადვილებს მედიკამენტის შემდგომ დატანას

მოითხოვეთ ფასი

WhatsApp / ტელ.: +995 597 33 77 62

E-mail: david.bakhtadze@futuretechnology.info

შპს „ფიუჩერ ტექნოლოჯი“ · გიორგი ჩუბინაშვილის ქ. 68, ჩუღურეთის რაიონი, თბილისი 0102, საქართველო

otopront.ge · futuretechnology.info



დეტალებისთვის დაასკანერეთ